

Actim[®]1ngeni

Ingenios. Iată de ce

- Interpretarea digitală automată a rezultatelor **scutește timp prețios și asigură consecvență.**
- Interfața simplă este **intuitivă și ușor de navigat.**
- Rezultatele testării sunt clare, complete și trasabile - pentru **siguranță îmbunătățită a pacientului.**
- Personalizabil, **pentru a satisface nevoile specifice și profesionale.** Permite personalului medical să **se concentreze asupra pacientului**, mai degrabă decât asupra procedurilor de testare.

Actim[®]1ngeni



Informații privitor la comandă
Instrument Actim 1ngeni, cod de referință 19100AC

Accesorii suplimentare

Imprimantă conectată prin USB, cititor de coduri de bare, baterie externă

Actim Oy

–Filială a Medix Biochemica
Klovinpellontie 3, FI-02180 Espoo,
Finlanda medix@medixbiochemica.com
www.actim.info

Disponibilitatea și/sau etichetarea produselor poate varia de la țară la țară și este supusă cerințelor de reglementare diferite. Vă rugăm să contactați reprezentantul local pentru disponibilitate. © 11/2019 Actim Oy.
Toate drepturile rezervate. Actim este o marcă înregistrată a Actim Oy.

Actim[®]
1ngeni

Încredere automatizată în testarea Actim[®]

Sistemul Actim[®] 1ngeni aduce testarea în laborator și la punctul de îngrijire la un nou nivel. Testarea este facilă, rapidă și automată, furnizând în același timp un nivel înalt de încredere și claritate atât în interpretarea, cât și în documentarea rezultatelor.



Actim[®] 1 ngeni este pur și simplu ingenios!



Mai multe opțiuni de control al calității oferă control complet asupra sistemului; validitatea testului și a instrumentului pot fi monitorizate prin intermediul procedurilor de verificare cu lichide, a autotestelor și a sistemelor interne de autoverificare ale instrumentului. Împreună, aceste caracteristici asigură fiabilitate și consecvență a rezultatele obținute.

Salvați rezultatele digitalizate ale testului în doar câteva minute


Șase etape ușor de parcurs:



Pregătiți proba


Alegeți testul

Alegeți testare pacient



Introduceți ID pacient

Activați testul, atașați-l la cartuș și introduceți în instrumentul Actim 1 ngeni



Consultați rezultatele testării