

Informații de contact

Aidian Oy
aidian@aidian.eu / +358 10 309 3000
For orders: orders@aidian.eu

www.aidian.eu
www.quikread.com
www.tacklearnr.com

QuikRead go CRP	Nr. cat.
QuikRead go CRP, 50 teste inclusiv capilare și plonjoare	135171
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763

QuikRead go CRP+Hb	Nr. cat.
QuikRead go CRP+Hb, 50 teste inclusiv capilare și plonjoare	140068
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb Control	141154

QuikRead go Strep A	Nr. cat.
QuikRead go Strep A, 50 teste inclusiv teste de control	135883

QuikRead go iFOBT	Nr. cat.
QuikRead go iFOBT, 50 teste	151051
QuikRead iFOB Sampling set, 50 dispozitive	151052
QuikRead go iFOBT Control Quantitative	152390
QuikRead FOB Positive Control	06027

QuikRead go Instrument	Nr. cat.
QuikRead go Instrument (FI, SE, NO, DK, CZ, SK, PL, HU)	135867
QuikRead go Instrument (alte limbi)	133893

Jensen+

Jensen Pharma
4th Cornelia Street, Building B,
4th District, Bucharest
+40 771 464 977
www.jensenmed.ro / office@jensenmed.ro

QuikRead go HbA1c	Nr. cat.
QuikRead go HbA1c, 25 teste inclusiv recoltor QuikRead go Sample Collector 1μl	151058
QuikRead go HbA1c Control Set	154520

QuikRead go wrCRP	Nr. cat.
QuikRead go wrCRP, 50 teste inclusiv capilare și plonjoare	146521
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763

QuikRead go wrCRP+Hb	Nr. cat.
QuikRead go wrCRP+Hb, 50 teste inclusiv capilare și plonjoare	146255
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb 10 μl Control	153656


QuikRead go easy CRP	Nr. cat.
QuikRead go easy CRP, 50 teste inclusiv recoltor QuikRead go Sample Collector 10μl	153287
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763

Informații despre accesorii QuikRead go: www.aidian.eu


Rezultate de încredere.

QuikRead go®

Atât de ușor de folosit!



Probă



Măsurare



Rezultat

Bibliografie

1. Crocker J et al. Implementation of Point-of-Care Testing in an Ambulatory Practice of an Academic Medical Center. Am J Clin Pathol 2014; 142:640–646.
2. Data on file.
3. Minnaard M et al. Analytical performance, agreement and user-friendliness of five creatinine point-of-care tests. Scand J Clin Lab Invest 2013; 73:627–634.
4. Hernández-Bou S et al. Evaluation of the bedside QuikRead go® CRP test in the management of febrile infants at the emergency department. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2017; 36:1205–1211.

AIDIAN

www.aidian.eu

AIDIAN



Economisiți timp și resurse cu un sistem de analiză POC flexibil¹.



QuikRead go[®]

Analiți disponibili

HbA1c / CRP / CRP+Hb / Strep A / FOB



Testarea la punctul de îngrijire (POCT) are potențialul de a îmbunătăți activitatea clinică prin reducerea costurilor și prin creșterea eficienței. Beneficiile economice ale testării de tip POCT sunt croite atât pentru clinicile private, cât și pentru cele de stat¹

Obțineți sprijin de încredere în deciziile de diagnostic și tratament, datorită rezultatelor la calitate de laborator, disponibile în doar câteva minute. Instrumentul portabil are dimensiuni reduse și permite testarea în diverse unități medicale.²⁻⁴

Sistemul de testare robust, cu caracteristici de înaltă performanță și ușor de utilizat vă conferă încredere. Posibilitatile de legare la sistemele informatice și procedura automată de testare asigură un management mai bun al resurselor și trasabilitatea rezultatelor.²⁻⁴

Rapid



- Rezultatele sunt disponibile în câteva minute.
- Manevrare minimă.
- Rezultate de încredere chiar în timpul consultației.
- Oferă sprijin de încredere la fața locului pentru decizii optime de diagnostic și tratament.²⁻⁴

De încredere




- Funcția de afișare a rezultatelor asigură interpretarea obiectivă a acestora.
- Rezultate de încredere, comparabile cu cele obținute prin metode de laborator²⁻⁴.
- Instrument robust.
- Aproape 50.000 de instrumente QuikRead și QuikRead go vândute în toată lumea.

Fără alte griji



- Nu este necesară mentenanța regulată.
- Conectați la sursă și măsurați.
- Reactivi gata de utilizare.
- Procedură de testare complet automată.
- Interfață interactivă utilizator, disponibilă în 23 de limbi.
- Bateria asigură mobilitate fără limite.

Trasabil



- Rezultatele și toate detaliile testelor sunt salvate automat în memoria instrumentului.
- Coduri ID pacient și utilizator pentru trasabilitate îmbunătățită.
- Opțiuni de conectare la sistemele informatice de spital (HIS) și de laborator (LIS).
- POCT1-A2 – comunicare bidirecțională cu funcții avansate.
- LIS01-A2 comunicare unidirecțională.